


Поликлональное Антитело Anti-Pik3Ca Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - P42336

Артикул: CM0013294



введение

PIK3CA Rabbit pAb — это поликлональное антитело, направленное против PIK3CA (каталитической субъединицы альфа PI3K) человека, мыши, крысы. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Подходит для исследований в области онкологии и сигнального пути PI3K/AKT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIK3CA Rabbit pAb
Примечания / Альтернативные названия	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAP0; CLOVE; MCMTc; PI3K-alpha; p110-alpha; PIK3CA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5290
ID гена	5290
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 401-600 белка PIK3CA человека (NP_006209.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42336
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом