

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pik3R3/P55Pik Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q92569

Артикул: CM0018875

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий PIK3R3/p55PIK. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознаёт PIK3R3 человека и мыши. Идеально подходит для изучения сигнального пути PI3K в инсулиновых и онкологических процессах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb к PIK3R3/p55PIK
Примечания/синонимы	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8503
Идентификатор гена	8503
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300–388 человеческого PIK3R3/p55PIK
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q92569
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом