

Поликлональные Антитела Против Pik3R4/Vps15 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа - Q99570

Артикул: CM0023009



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PIK3R4/VPS15 (p150, субъединица p150 PI3-киназы). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Подходят для исследований аутофагии, эндосомального транспорта и сигналинга киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIK3R4/VPS15 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Вид	Человек
ID гена	30849
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 человеческого PIK3R4/VPS15 (NP_055417.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99570
Молекулярная масса белка	153 кДа
Доставка	Холодовая упаковка