

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pikfyve Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y2I7

Артикул: CM0025162



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PIKFYVE, единственного фермента, синтезирующего PI(3,5)P2. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований динамики эндосом, лизосомального трафика и проникновения SARS-CoV-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	PIKFYVE Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CFD; FAB1; HEL37; PIP5K; PIP5K3; ZFYVE29; PIKFYVE
Вид	Человек
ID гена	200576
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 269-545 человеческого PIKFYVE (NP_055855.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2I7
Молекулярная масса белка	237 кДа
Доставка	В пакете со льдом