

Кроличья Поликлональная Антитело Против Piwil2 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q8Tc59

Артикул: CM0025190



введение

Кроличья поликлональная антитело против PIWIL2, валидированная для Вестерн-блота и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышью. Идеально подходит для исследований пути piRNA, сперматогенеза и целостности зародышевой линии. UniProt Q8TC59.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIWIL2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CT80; HILI; mili; PIWIL1L; PIWIL2
Вид	Человек
ID гена (человек)	55124
ID гена	55124
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100–200 человеческого PIWIL2 (Q8TC59).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8TC59
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом