


Моноклональное Антитело Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) (С Валидацией Kd) Для Wb, Elisa - P17612

Артикул: CM0007608



введение

Мышиное моноклональное антитело anti-PKA C-alpha (PRKACA), с валидацией KD, для WB/ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными белками. Распознает каталитическую субъединицу 41 кДа цАМФ-зависимой киназы. Подходит для разработки диагностических тестов in vitro и исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KD] PKA C-alpha (PRKACA) Мышиное mAb
Примечания/Псевдоним	CAFD1; PKACA; PPNAD4; [Валидация KD] PKA C-alpha (PRKACA)
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	5566
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого PKA C-alpha (PRKACA)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17612
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Сумка со льдом