


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pka C-Alpha (Prkaca) Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P17612

Артикул: CM0016079



введение

Кроличья поликлональная антитело против PKA C-alpha (PRKACA). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигнального пути cAMP и фосфорилирования киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKA C-alpha (PRKACA) кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CAFD1; PKACA; PPNAD4; PKA C-alpha (PRKACA)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5566
GeneID	5566
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-351 человеческого PKA C-alpha (PRKACA) (NP_002721.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17612
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	В ледяном пакете