


## Моноклональное Антитело Кролика Anti-Pka C-Alpha Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P17612

Артикул: CM0011889



### введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против PKA C-alpha (PRKACA), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения cAMP-сигналинга, рака и функции тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | [Валидировано KD] Rabbit mAb против PKA C-alpha                                                                                                                  |
| Примечания/алиасы            | CAFD1; PKACA; PPNAD4                                                                                                                                             |
| Вид                          | Человек                                                                                                                                                          |
| Идентификатор гена (человек) | 5566                                                                                                                                                             |
| Идентификатор гена           | 5566                                                                                                                                                             |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-351 PKA C-alpha человека (PRKACA) (NP_002721.1) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                                           |
| Категория                    | Моноклональные антитела                                                                                                                                          |
| Применение                   | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                         |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                             |
| SWISS                        | P17612                                                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка     | 41 кДа/40 кДа                                                                                                                                                    |
| Условия транспортировки      | Хладоэлемент                                                                                                                                                     |