

## Анти-Pka Rii $\alpha$ (Prkar2A) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P13861

Артикул: CM0009398



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческой регуляторной субъединицы альфа типа II протеинкиназы, зависимой от cAMP (PRKAR2A). Подходит для WB и ELISA, специфически реагирует с человеческим PRKAR2A. Идеально подходит для исследований сигнального пути cAMP.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PKA RII $\alpha$ (PRKAR2A) кроличье mAb                                                                                                              |
| Примечания/Псевдоним      | PKR2; PKA RII $\alpha$ (PRKAR2A)                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                              |
| GeneID                    | 5576                                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 312-404 человеческого PKA RII $\alpha$ (PRKAR2A) (P13861) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                              |
| SWISS                     | P13861                                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 46 кДа                                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                       |