

Моноклональное Антитело Против Ркс Альфа + Бета + Гамма Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P05771 / P17252 / P05129 / Q02156

Артикул: CM0006327



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на РКС альфа, бета и гамма. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сигнальных путей протеинкиназы C, с консервативным дизайном иммуногена, обеспечивающим широкое распознавание изоформ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKC альфа + бета + гамма Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha + beta + gamma
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5578/5579/5582/5581
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-500 человеческого РКС альфа + бета + гамма (NP_002728.2/NP_002729.2/NP_002730.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05771/P17252/P05129/Q02156
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	В пакете со льдом