

Моноклональное Антитело Anti-Pkc Zeta Для Wb, Elisa — Q05513

Артикул: CM0007061

введение

CamelBio предлагает валидированное кроличье мАб Anti-PKC zeta для WB и ELISA. Белок-мишень протеинкиназа C zeta (PRKCZ, PKC2) участвует в PI3K-пути, активации NF-kB и формировании клеточной полярности. Идеально подходит для исследований человека в области передачи сигналов, воспаления и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб PKC zeta
Примечания/синонимы	PRKCZ; PKC-ZETA; PKC2; протеинкиназа C zeta; PKC zeta
Вид	Человек
GeneID	5590
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческой PKC zeta (NP_002735.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q05513
Молекулярная масса белка	46 кДа/56 кДа/67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом