


Кроличыи Поликлональные Антитела Против PLA2G1B Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - P04054

Артикул: CM0026613



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого PLA2G1B (фосфолипазы A2) для Вестерн-блоттинга, ИГХ (Парафин) и ИФА. Перекрестная реакция с человеком и мышью. Миень участвует в метаболизме фосфолипидов, воспалении и защите от гельминтов. Идеально подходят для исследований пищеварительных ферментов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2G1B кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PLA2; PLA2A; PPLA2; PLA2G1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5319
GeneID	5319
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-148 человеческого PLA2G1B (NP_000919.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ (Парафин), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P04054
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом