


Кроличье Моноклональное Антитело Против PLA2G2A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P14555

Артикул: CM0003397



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PLA2G2A (sPLA2-IIA), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для исследований воспаления, защиты хозяина и липидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к PLA2G2A
Примечания/Альтернативные названия	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
Вид	Человек
GeneID	5320
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 65-144 человеческого PLA2G2A (P14555).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14555
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом