


Кроличыи Поликлональные Антитела К Pla2G4A Для Wb И Elisa - P47712

Артикул: CM0017327



введение

Кроличыи поликлональные антитела к цитозольной фосфолипазе A2 человека (PLA2G4A, cPLA2 α). Валидированы для WB и ELISA, обнаруживают белок человека и мыши. Мишень участвует в биосинтезе эйкозаноидов и воспалительном ответе. - P47712

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пАт к PLA2G4A
Примечания/Синонимы	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; PLA2G4A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5321
GeneID	5321
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-749 PLA2G4A человека (NP_077734.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P47712
Молекулярная масса белка	85 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом