


Кроличье Поликлональное Антитело Против PLA2R1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13018

Артикул: CM0016766



введение

Кроличье поликлональное антитело против PLA2R1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга и путей клиренса рецептора секреторной фосфолипазы A2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLA2R1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22925
ID гена	22925
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 870-1130 человеческого PLA2R1 (NP_031392.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13018
Молекулярная масса белка	169 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом