


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Plaur Для Вестерн-Блота, Ифа - Q03405

Артикул: CM0013782



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело против PLAUR для Вестерн-блота (WB) и ИФА, реагирующая с образцами человека, мыши и крысы. Направлена на урокиназный рецептор, играющий критическую роль в миграции клеток и ремоделировании тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLAUR Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD87; UPAR; URKR; U-PAR; PLAUR
Вид	Человек
ID гена (человек)	5329
ID гена	5329
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 23–305 человеческого PLAUR (NP_002650.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q03405
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Айс-бокс