


Кроличье Моноклональное Антитело Против Plc Гамма 1 (Plcg1) Для Вб, Ифа - P19174

Артикул: CM0012266



введение

Кроличье моноклональное антитело против PLCG1 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает эндогенный PLCγ1 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований передачи сигналов и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против PLC gamma 1 (PLCG1)
Примечания/Синонимы	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
Вид	Человек
ID гена (человек)	5335
ID гена	5335
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 710-832 человеческого PLC gamma 1 (PLCG1) (P19174)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P19174
Молекулярная масса белка	149 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом