

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pld4 Для Wb, Elisa — Q96Bz4

Артикул: CM0013659



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело anti-PLD4, валидированное для WB и ELISA против человеческого и крысиного PLD4. Идеально подходит для исследований распознавания нуклеиновых кислот и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к PLD4
Примечания/синоним	C14orf175; PLD4
Вид	Человек
GeneID (человек)	122618
GeneID	122618
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52–200 человеческого PLD4 (NP_620145.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q96BZ4
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом