


Кроличья Поликлональная Антитела Против Plgf Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Ифа - P49763

Артикул: CM0022568



введение

Надежные кроличьи поликлональные антитела против человеческого PLGF (P49763) для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА. Детектируют PLGF мыши и крысы. Подходят для исследований ангиогенеза и роста опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLGF Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5228
ID гена	5228
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-221 человеческого PLGF (NP_002623.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49763
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В сумке-холодильнике