

Кроличья Моноклональная Антитела К Plk1 (Plk1/Stpk13) Для Вб, Ифа - P53350

Артикул: CM0003640



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому PLK1, валидированное для вестерн-блота и ИФА. Реагирует с PLK1 человека, мыши, крысы и обезьяны. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к PLK1 кролика
Примечания/Алиасы	PLK; STPK13; PLK1
Вид	Человек
ID гена	5347
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 272-495 человеческого PLK1 (NP_005021.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P53350
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Ледяной пакет