

Кроличья Rab Против Plod1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02809

Артикул: CM0030616

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого PLOD1 (лизил-гидроксилазы 1), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований биосинтеза коллагена и соединительной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLOD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5351
GeneID	5351
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-295 человеческого PLOD1 (NP_000293.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02809
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	С ледяным пакетом