

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Plod2/Lh2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00469

Артикул: CM0027466

введение

Кроличья поликлональная антитело против PLOD2/LH2, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Нацелена на пролил-лизин,2-оксоглутарат 5-диоксигеназу 2, ключевой фермент в процессе поперечного сшивания коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLOD2/LH2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5352
ID гена	5352
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-380 человеческого PLOD2/LH2 (NP_000926.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00469
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом