

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-PLs1 (Пластин-1) Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q14651

Артикул: CM0017634

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческой пластин-1 (PLS1), валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным материалом. Идеально подходит для изучения актинового пучкования и формирования стереоцилий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLS1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	DFNA76; PLS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5357
ID гена	5357
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческой PLS1 (NP_001165783.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14651
Молекулярная масса белка	70кДа
Доставка	Холодильный пакет