

Кроличье Моноклональное Антитело Против Plscr3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nry6

Артикул: CM0003241

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к человеческому PLSCR3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Ожидаемая молекулярная масса ~32 кДа. Подходит для исследований фосфолипидной скрамблазы митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PLSCR3
Примечания/алиасы	PLSCR3
Вид хозяина антигена	Человек
ID гена (человек)	57048
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 человеческого PLSCR3 (Q9NRY6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRY6
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом