

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Pmpca Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa — Q10713

Артикул: CM0006729

### введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на PMPCA (альфа-MPP). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального процессинга.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PMPCA Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Примечания/синонимы       | CLA1; CPD3; MAS2; P-55; SCAR2; INPP5E; Alpha-MPP; PMPCA                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 23203                                                                                                                               |
| GeneID                    | 23203                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 291-525 человеческого PMPCA (NP_055975.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                        |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q10713                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 58 кДа                                                                                                                              |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                      |