

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Pmpcb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75439

Артикул: CM0015635

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на PMPCB — ключевую протеазу митохондриальной обработки. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований импорта в митохондрии и деградации PINK1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	PMPCB Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MAS1; MPPB; P-52; MPP11; MPPP52; Beta-MPP; PMPCB
Вид	Человек
GeneID (человек)	9512
GeneID	9512
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110–380 человеческого PMPCB (NP_004270.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75439
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом