

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pms1 Для Wb И Elisa — P54277

Артикул: CM0015842



введение

Поликлональное кроличье антитело к PMS1 для WB и ELISA у человека, мыши и крысы. Нацелено на белок репарации неспаренных оснований ДНК PMS1, связанный с наследственным неполипозным колоректальным раком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMS1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5378
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 405-619 человеческого PMS1 (NP_000525.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P54277
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом