

Анти-Pnlip Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16233

Артикул: CM0026654



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на панкреатическую липазу человека (PNLIP). Валидирована для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения переваривания жиров и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PNLIP Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Вид	Человек
ID гена (человек)	5406
ID гена	5406
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 166-465 человеческого PNLIP (NP_000927.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16233
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	С пакетом льда