


Поликлональное Антитело Против Polr2H Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - P52434

Артикул: CM0015474



введение

Кроличье поликлональное антитело против субъединицы RPABC3 ДНК-зависимых РНК-полимераз I, II и III (POLR2H). Подходит для Вестерн-блоттинга, Иммунопреципитации и ИФА в образцах человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR2H Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5437
GeneID	5437
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 белка POLR2H человека (NP_006223.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52434
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом