

Поликлональное Антитело Против Pon3 Для Wb, Elisa — Q15166

Артикул: CM0019795

введение

Высококачественное кроличье поликлоральное антитело, направленное против человеческого PON3, валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения функции сывороточной параокназы/лактоназы 3 и гидролиза статина-пролекарства. Реагирует перекрестно с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PON3 Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	PON3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5446
ID гена	5446
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250–350 человеческого PON3 (NP_000931.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15166
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодильный пакет