

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Pop4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 095707

Артикул: CM0016203



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против POP4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на субъединицу рибонуклеазы Р р29 человека и крысы. Идеально подходит для исследований процессинга тРНК и нуклеолы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | POP4 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Примечания/Альтернативные названия | RPP29; POP4                                                                                                               |
| Вид                                | Человек                                                                                                                   |
| ID гена (человек)                  | 10775                                                                                                                     |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-220 POP4 человека (NP_006618.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                    |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                   |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Крыса                                                                                                            |
| SWISS                              | 095707                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка           | 25 кДа                                                                                                                    |
| Доставка                           | Ледяной пакет                                                                                                             |