

Анти-Pou1F1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If-P, IHC-P, Elisa - P28069

Артикул: CM0023812



введение

Поликлональные кроличьи антитела против POU1F1 (PIT1/GHF-1), подходящие для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Обнаруживают POU1F1 человека, мыши и крысы — специфический для гипофиза фактор транскрипции, участвующий в регуляции гормона роста и пролактина. Идеальны для исследований развития гипофиза и эндокринной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	POU1F1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5449
ID гена	5449
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28069
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом