

Поликлональное Антитело Anti-Pou3F1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q03052

Артикул: CM0022417

введение

Поликлональное кроличье антитело к POU3F1, нацеленное на транскрипционный фактор OCT6/SCIP человека. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА; обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело POU3F1, pAb
Примечания/псевдонимы	OCT6; OTF6; SCIP; POU3F1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5453
ID гена	5453
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–260 POU3F1 человека (NP_002690.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q03052
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом