


Поликлональное Кроличье Антитело Против Pr2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Для Wb, Ihc-P, Elisa — P63151

Артикул: CM0020376



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований регуляции клеточного цикла и фосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Примечания/синонимы	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5520
Идентификатор гена	5520
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-447 человеческого PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P63151
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Хладагент