


Кроличья Поликлональная Антитело К Рр2А- B56Г/Pr61Г/Ppp2R5C Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13362

Артикул: CM0025011



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C, валидирована для WB и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для изучения ответа на повреждение ДНК, сигнализации ERK и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	B56G; PR61G; B56gamma; PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C
Вид	Человек
GeneID (человек)	5527
GeneID	5527
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-320 человеческого PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C (NP_848702.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13362
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом