


Поликлональное Антитело К Ppa1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15181

Артикул: CM0019776



введение

Поликлональное антитело к PPA1 кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Направлено против неорганической пирофосфатазы, необходимой для гидролиза дифосфата и дефосфорилирования JNK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPA1 кролик pAb
Примечания/алиасы	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5464
ID гена	5464
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-289 человеческого PPA1 (NP_066952.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15181
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Хладоэлемент