

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ppfibr1 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q86W92

Артикул: CM0019425

введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому PPFIBP1 (липрин-бета-1) для Вестерн-блота и ИФА. Валидирована для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPFIBP1 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	L2; SGT2; hSGT2; hSgt2p; NEDSMBA; PPFIBP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8496
ID гена	8496
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 846–1005 человеческого PPFIBP1 (NP_003613.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86W92
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Холодильный пакет