

Кроличья Поликлональная Антитело К Ppm1j Для Wb И Ифа — Q5Jr12

Артикул: CM0018296

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PPM1J (PP2C-дзета) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидирована с использованием рекомбинантного иммуногена. Перекрестная реактивность с мышинным белком. UniProt Q5JR12. Идеально подходит для исследований белковой фосфатазы 1J — серинов/треониновой фосфатазы, участвующей в клеточной сигнализации. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к PPM1J
Примечания/алиасы	PP2CZ, PPP2CZ, PP2Czeta, PP2C-дзета, PPM1J
Вид белка	Человек
GeneID	333926
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 130-260 человеческого PPM1J (NP_005158.5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5JR12
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодовая упаковка