

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ppp4R1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - Q8Tf05

Артикул: CM0030243

введение

Кроличьи поликлональные антитела против PPP4R1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА на образцах человека и мыши. Нацелены на регуляторную субъединицу 1 серин/треонин-протеинфосфатазы 4, ключевого регулятора сигнального пути NF-каппа-B и деления клеток. Идеальны для закупки сырья для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP4R1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MEG1; PP4R1; PP4(Rmeg); PPP4R1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9989
GeneID	9989
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 324-647 белка PPP4R1 человека (NP_001035847.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8TF05
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	В сумке со льдом