

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ppp5C Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P53041

Артикул: CM0017136



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий PPP5C (PP5/PPT), подходят для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками; идеальны для изучения ответа на повреждение ДНК, апоптоза и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPP5C Кроличьи rAb
Примечания/Альтернативные названия	PP5, PPT, PPP5, PPP5C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5536
GeneID	5536
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого PPP5C (NP_006238.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53041
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом