


Поликлональное Антитело Против Prdm9 Для If-P, Elisa - Q96Eq9

Артикул: CM0024664



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на мышиный Prdm9, валидировано для IF-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышами и крысами; детектирует PRDM9, гистоновую метилтрансферазу, критическую для мейотической рекомбинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Prdm9 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Rcr1; Dsbc1; repro7; Meisetz; PRDM9-B; G1-419-29; Prdm9
Вид	Мышь
GeneID	213389
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 87-370 мышиногo Prdm9 (NP_659058.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96EQ9
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом