


Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Preb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Elisa - Q9Hcu5

Артикул: CM0006317



введение

Кроличье моноклональное антитело к PREB обнаруживает белок PREB/SEC12 человека, мыши и крысы. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИСС и ELISA; это антитело нацелено на GEF с молекулярной массой 45 кДа, который играет ключевую роль в транспорте между ЭПР и аппаратом Гольджи, а также в регуляции транскрипции. Закажите в CamelBio для надежного поставки реагентов для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к PREB
Примечания/Псевдоним	SEC12; PREB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10113
GeneID	10113
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 89-201 человеческого PREB (NP_037520.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCU5
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом