


Поликлональное Антитело Против Prex1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tcu6

Артикул: CM0019188



введение

Кроличье pAb против PREX1 детектирует человеческий PREX1, RAC-GEF, активируемый PIP3 и бета-гамма субъединицами G-белков. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; идеально для исследований передачи сигналов и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против PREX1
Примечания/Альтернативные названия	P-REX1; PREX1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57580
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1000-1300 человеческого PREX1 (NP_065871.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TCU6
Молекулярная масса белка	186 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом