

Кроличье Моноклональное Антитело Против Прогестеронового Рецептора Для Wb, Elisa - P06401

Артикул: CM0003786



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого прогестеронового рецептора (PR, NR3C3). Подходит для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Идеально подходит для исследования гормональной сигнализации и биологии репродуктивных тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Прогестероновый рецептор, кроличье МАТ
Примечания/Альясы	PR; NR3C3; Прогестероновый рецептор
Вид	Человек
ID гена (человек)	5241
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, соответствующий аминокислотам 600–700 человеческого прогестеронового рецептора (P06401)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06401
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	Сумка-холодильник