

Кроличья Поликлональная Антитело Против Протопорфириногеноксидазы (Ppox) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - P50336

Артикул: CM0026752



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческой протопорфириногеноксидазы (PPOX), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный PPOX. PPOX — это митохондриальный фермент, катализирующий критически важный этап биосинтеза гема; мутации связаны с перемежающейся порфирией.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PPOX Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	VP, PPO, V290M, PPOX
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5498
ID гена	5498
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого PPOX (NP_001116236.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P50336
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	В ледяном пакете