


Поликлональное Кроличье Антитело Против Prox1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q92786

Артикул: CM0014302



введение

Данное поликлональное кроличье антитело к PROX1 валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, выявляет PROX1 человека, мыши и крысы и идеально подходит для исследований биологии развития и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PROX1
Примечания/синоним	PROX1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5629
GeneID	5629
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220–375 человеческого PROX1 (NP_002754.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92786
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом