

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Prrx1 Для Wb И Elisa — P54821

Артикул: CM0015929

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PRRX1 (PMX1, PRX1). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Подходит для исследований транскрипционной регуляции, дифференцировки миофибробластов и заживления ран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PRRX1
Примечания/синонимы	PMX1; PRX1; AGOTC; PHOX1; PRX-1; PRRX1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5396
GeneID	5396
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого PRRX1 (NP_073207.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P54821
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	Охлаждающий пакет