

Кроличья Поликлональная Антитело К Prss12 Для Вб, Ифа - P56730

Артикул: CM0014424

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий PRSS12 (Нейротрипсин), валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Демонстрирует перекрестную реактивность с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований нейронной пластичности и памяти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PRSS12 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	MRT1; BSSP3; BSSP-3; PRSS12
Вид хозяина антигена	Человек
ID гена (человек)	8492
ID гена	8492
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 21-300 человеческого PRSS12 (NP_003610.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P56730
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Хладоэлемент