


Поликлональное Кроличье Антитело К Psma4 Для Wb, Elisa - P25789

Артикул: CM0016613



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий PSMA4 (альфа-тип-4 субъединицы протеасомы). Валидировано для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши, крысы и обезьяны. Идеально подходит для исследований протеасом и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к PSMA4
Примечания/синонимы	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
Вид	Человек
GeneID (человек)	5685
GeneID	5685
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-261 человеческого PSMA4 (NP_001096137.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	P25789
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом