

Моноклональное Антитело Против Psma/Folh1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q04609

Артикул: CM0007574



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PSMA/FOLH1. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным антигеном. Мишень представляет собой фолатгидролазу и NAALADаза, участвующую в развитии рака предстательной железы и процессах нейротрансмиссии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMA/FOLH1 Кроличье мкАнт
Примечания/Альтернативные названия	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCP1; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Вид мишени	Человек
GeneID (человек)	2346
GeneID	2346
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого PSMA/FOLH1 (NP_004467.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04609
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодовая упаковка